

UCSol™ haavaloputuslahus

Steriilne, mitteallergeenne vahend haavade loputamiseks ja puhastamiseks. Sobib kasutamiseks ägedate ja krooniliste haavade, 1. ja 2. astme põletuste, diabeetiliste haavandite ning lamatiste puhastamiseks ja niisutamiseks. Eemaldab efektiivselt haavalt nekrootilise koe, surnud naharakud, koorikud, eritise, ketendava fibriinkihi ja biokile. Efektiivne hüperkeratoosel koel.

Müügiühikud: 150ml spreid pudel ja 500 ml pudel

Tootja: Welcare Industries SpA, via dei Falegnami 7, 05018, Orvieto, Italia

Meditsiiniseadme klass IIb – steriilne

Omadused: Eemaldab valutult ja haava traumeerimata surnud koe, fibriini, koorikud, haavaeritise ja biokile. Niisutab haava ja selle ümbrust. Ei tekita haavapuhastamisel veritsust. Kohene toime. Ühildub kõigi haavasidemetega, sh interaktiivsete haavasidemetega.

Juhised krooniliste ja ägedate haavade puhul kasutamiseks:

Kroonilised haavad on tavaliselt kaetud surnud rakkude jäänustega, koorikutega, haavaeritisega ja/või biokilega. Neid katteid on väga raske eemaldada ja need aeglustavad haavade paranemist. Samuti on selline haav soodsaks kasvukohaks bakteritele. Ägedad haavad on üldiselt saastatud võõrkehade, mustuse ja mikroorganismidega. Selline saastumine häirib normaalset haavade paranemise protsessi. UCSol™ haavaloputuslahus on eriti efektiivne haava koe puhastaja, biokile eemaldaja ning selle uuesti tekke takistaja.

Kasutusala: Puhastab, niisutab ja dekontamineerib haava ning vähendab uuesti saastumise riski. Ägedad haavad, kroonilised haavad, 1. ja 2. astme põletused, fistulid ja abstsessid, stoomi, kateetrite, toitmissondide (PEG/PEJ) ja drenide ümbrused. Lubatud kasutada enne haavasidumist sidemete, kompresside, tampoonide, geelide, hüdrokolloidide, alginaatide ja kõikide kaasaegsete haavasidemetega, sh interaktiivsed haavasidemed. Aitab eemaldada koorikuga katuunud sidemeid.

Kasutamine: Niisutage tampoon UCSol™ haavaloputuslahusega või pihustage spreid otse haavale. Ärge lahjendage lahust. Soovitav on puhastada võimalikult suur ala ümber haava, et vähendada mikroobide sattumise riski haava. UCSol™ haavaloputuslahus on kohese toimega. Kui haavaside on haava pinnale kinni kuivanud, siis pihustage UCSol™ haavaloputuslahust haavasidemele ja eemaldage õrnalt haavaside, kudet kahjustamata.

Koetaluvus ja biosobivus: Ei ole ärritav, valutu kasutada, ei pärsi granulatsiooni ja epitelisatsiooni. Ei oma koostoimet lokaalselt pindmiselt kasutatavate toodetega.

Üldised ohutusnõuded: Ainult välispidiseks kasutamiseks haavadel. Kasutage ainult vigastamata pudeleid. Hoida eemal kütteallikatest ja otsesest päiksevalgusest. Hoida toatemperatuuril.

Tehnilised andmed:

Välimus ja lõhn: selge, värvitu ja lõhnatu. Vesilahus.

Säilitamine: toatemperatuuril.

Kõlblikkusaeg: UCSol™ haavaloputuslahus säilib pärast avamist 6 kuud.

Pärast kasutamist sulgeda pudel koheselt ja kaitsta pudelilt saastumise või otsese haavaga kokkupuute eest. Pudelid, mis on kokku puutunud haavaga, tuleb pärast kasutamist hävitada.

Maaletooja: OneMed OÜ, Pärnu mnt. 501, Laagri, 76401 Harjumaa
tellimine tel 650 3630 või tellimus@onemed.com